

Fiche technique : Masque de protection respiratoire FFP2 Pliable

Article mis en ligne le jeudi 23 juillet 2009

[Imprimer](#)

[Partager](#)



Type :

Masque FFP2 de type à plat, dit "bec de canard", assemblé par ultrason

Masque de forme trapézoïdale

Les masques FFP2 ne sont pas conçus pour les enfants.

Homologation / Normalisation :

EN 149 : 2001; au texte n°173 du JO n°226 du 28 septembre 2006 et à la directive européenne n°89 / 686/ CEE du 21 décembre 1989. FFP2. Certifié CE.

Caractéristiques générales :

Usage unique

Sans soupape

Taille unique, adaptée à la morphologie d'un visage adulte

Conçu pour répondre aux nouvelles exigences de filtration et de performance respiratoire de la norme EN 149 : 2001 ainsi qu'aux exigences du test de charge à 120 mg.

Très léger, très doux et confortable, il est facilement accepté et porté par l'utilisateur.

Offre une excellente adaptation au visage et de ce fait un excellent niveau de protection.

Sans Latex, Silicone ni PVC, il est constitué de matières anallergiques.

Composition :

Couches de fibres non tissées en polypropylène.

Barrette nasale : Polypropylène et acier

Couche de confort et d'étanchéité sous barrette nasale en polypropylène.

Elastique de maintien double, sans latex.

Limites d'utilisation :

8 heures consécutives maxi (3 à 4 masques par jour/ personne).

Délai de péremption :

Le délai de péremption des masques FFP2 est de 4 à 5 ans à compter de la date de fabrication.

Stockage :

Il est préconisé de conserver les masques FFP2 entre 10 et 25 °C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Conditionnement :

Uniquement par palette de 18000 masques pour le modèle pliable.